



ЗАВОД ЗА
БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ

УПУТСТВО КОРИСНИЦИМА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПАКОВАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Служба за ДДД

Одељење за стерилизацију медицинског прибора и опреме

Материјал који се шаље на стерилизацију етилен-оксидом у Завод за биоциде и медицинску екологију мора да буде чист, сув и упакован у кесе за стерилизацију или у одговараћу прозину ПВЦ, ХДПЕ, ЛДПЕ или ПП фолију.

Тако упакован материјал се потом пакује у транспортну амбалажу, у виду картонске кутије, у којој се врши транспорт и стерилизација. Транспортна амбалажа мора бити затворена и правилно обележена, а обележје садржи:

- Назив установе која шаље материјал на стерилизацију;
- Име и презиме особе за контакт;
- Контакт телефон;

Приликом предаје материјала Одељењу за стерилизацију медицинског прибора и опреме, корисник доставља и Захтев за стерилизацију, који садржи:

- Податке о кориснику: назив, седиште, ПИБ, матични број, контакт телефон и адресу електронске поште;
- Врсту материјала који се доставља на стерилизацију
- Врсту примарног паковања
- Број транспортних паковања/број кутија